



最先端の音声合成サービス  
coestation™  
自分の声で話せる・語れる

軽量・静粛かつタッチ操作も実現した新世代の意思伝達装置

第32回 中小企業優秀新技術・新製品賞 受賞

「eeyesMini」は、限りなく小さい身体動作で、自分の意思を伝達するための福祉機器です。

# 重度障害者向け意思伝達装置

# eeyes® Mini<sup>/S3</sup>

スイッチでもタッチでも

coestation™  
自分の声を登録しておけば  
文の読み上げに使えます！



# 「気持ち伝わる」

言葉を紡げる




読み上げられる



絵文字も使える



家電を操れる





設置や設定が簡単



# 身体の状態に合わせて選べる2つの入力方法

## スイッチで入力

入力したい文字にオレンジ色のカーソルが重なったらスイッチ ON。縦横一回ずつスイッチを押して文字を決定します。カーソルが動く速さや移動時の音、縦軸から先に決めるか横軸から先に決めるかは設定画面で変更できます。



## タッチで入力

タブレットタイプの eeyeMini なら、入力したい文字を指でタッチすれば文字が入力できます。



もっと早く！。もっと簡単に！。


## 履歴／メモ／定型文

発声した履歴、作成したメモ、300を超える定型文を呼び出し、素早く意思が伝達できます。




## 文字盤の編集

文字盤の編集機能を使えば、自由に文字盤を編集できるので、より使いやすい文字盤にカスタマイズが可能です。



## 組み合わせ絵文字

絵文字を組み合わせれば、より簡単に意思が伝達できます。たとえば「背中が痒い」なら、たった2回の文字入力ですぐ相手に伝える事ができます。



## 機能

操作方式	スイッチでの操作※1、タッチでの操作
入力機能	ひらがな（漢字・カタカナ変換あり）、絵文字、アルファベット、定型文入力、メモ入力、履歴入力
出力機能	合成音声発声、赤外線リモコン信号※2、外部スイッチ操作※3、外部スイッチ操作と呼び鈴分岐装置※4

※1:スイッチは別売り。※2:テクノツール株式会社製「なんでもIR2」対応。※3:別売りのeeyes専用分岐装置を利用。※4:別売りのダブル技研株式会社製「Bunking(ブッキング)ボックス」を推奨。

## 価格

重度障害者向け  
意思伝達装置

**eeyesMini /S3**

**¥190,000 (非課税)**  
本体および専用スイッチケーブル 付属品一式

詳細は WEB から

<https://www.eeyesgo.com/eeyes/>

・コエステーションはコエステ株式会社の登録商標または商標です。Microsoft、Windows10は、Microsoft Corporationの登録商標または商標です。  
・その他記載の全社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。



お問い合わせ、ご用命は・・・下記、正規販売店か、販売取扱店へご相談ください。

正規販売店

販売取扱店